

AquaLab Pawkit 便携式水分活度仪

AQUA
LAB
BY DECAGON

最小的水分活度仪

- 低维护，传感器和读数一体化
- 快速检测，测量时间小于5分钟
- 易读数，水分活度和样品温度共同显示
- 电池可用3年。无需外接电源


- 超轻便，易于便携
- 一年质保
- 校准简便
- 包括：手提箱，样品杯，标准溶液，快速启动指南以及手册



专为卫生监督员、食品科学家以及食品、药品和化妆品等质检人员的快速检查而设计

长10 cm重115 g的水分活度仪

AquaLab Pawkit是一款真正的便携式水分活度仪。长度只有10cm，重量只有115g，和手机一样轻巧。Pawkit在5分钟内测量水分活度，并达到±0.02 a_w的精度。内置锂电池可使用三年，最适于质检人员随身携带，随时随地测量。没有专业实验室的生产企业也可用它来做快速检测。




实验室外测量的理想选择

AquaLab Pawkit 技术指标

工作环境	5 ~ 50 °C, 0 ~ 90%相对湿度 (非冷凝)
传感器	电容传感器
测量时间	小于5分钟
电源	2颗锂电池 (3 V)
电池寿命	3年
显示屏	6位LCD, 3位 a_w ; 3位温度
准确性	±0.02 a_w
测量范围	0 到 1.0 a_w
重量	115 g
外形尺寸	6.6 × 10.2 × 2.0厘米
质保	一年部件及人工, 可延保
外壳	不锈钢
样品杯容量	推荐7 mL (最大15 mL)
校正标准	6.0m NaCl ~ 0.76 a_w 13.41m LiCl ~ 0.25 a_w
手提箱	坚硬的合盖箱

**AQUA[®]
LAB**
BY DECAGON

AquaLab Pawkit
便携式水分活度仪



本资料中的信息和指标如有变更, 恕不另行通知

©2016 DECAGON DEVICES, INC.
25 - 02 - 16

Decagon Devices 北京办事处
北京 朝阳区光华路7号汉威大厦B座8B16室
电话: 010-65610082 传真: 010-65610081
邮箱: infocn@aqualab.com
www.aqualab.com